

Моноклональное Антитело Anti-Serca2/Atp2A2 Для Wb, If/Icc, Ip, Elisa — P16615

Артикул: CM0002974



введение

Кроличье моноклональное антитело к SERCA2/ATP2A2, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии (IF/ICC), иммунопреципитации (IP) и ИФА (ELISA); перекрестно реагирует с белком человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения транспорта кальция и функции ЭП/CAР.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SERCA2/ATP2A2 кроличье моноклональное антитело
Примечания/синонимы	DD, DAR, ATP2B, SERCA2
Вид	Человек
GeneID (человек)	488
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислотных остатков 943–1042 человеческого SERCA2/ATP2A2 (P16615).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P16615
Молекулярная масса белка	115 кДа
Доставка	С пакетом охлаждения