

Поликлональное Антитело Против Serca2/Atp2A2 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - P16615

Артикул: CM0014713



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого SERCA2/ATP2A2, валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ и ИФА; перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Подходит для исследований кальциевой сигнализации и стресса эндоплазматического ретикулума.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика против SERCA2/ATP2A2
Примечания/Альтернативные названия	DD; DAR; ATP2B; SERCA2; SERCA2/ATP2A2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	488
ID гена	488
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность в пределах аминокислот 1-80 человеческого SERCA2/ATP2A2 (NP_733765.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P16615
Молекулярная масса белка	115 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом