

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Serca2/Atp2A2 Для Wb, Ihc-P — P16615

Артикул: CM0015811



введение

Поликлональное кроличье антитело, нацеленное на человеческий SERCA2/ATP2A2 (P16615), валидированное для вестерн-блоттинга, иммуногистохимии (парафин) и ИФА. Перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Идеально подходит для исследований транспорта кальция и мембран ЭПР/СПР.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к SERCA2/ATP2A2
Примечания/синонимы	DD; DAR; ATP2B; SERCA2; SERCA2/ATP2A2
Вид	Человек
GeneID (человек)	488
GeneID	488
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 111-253 человеческого SERCA2/ATP2A2 (NP_733765.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИHC-P, ИФА
Перекрёстная реактивность	Мышь, крыса
SWISS	P16615
Молекулярная масса белка	115 кДа
Доставка	Хладагент