

Кроличье Моноклональное Антитело Против Серин-Рацемазы Для Вестерн1 Блоттинга И Ифа - Q9Gzt4

Артикул: CM0003854



введение

Кроличье моноклональное антитело против серин-рацемазы, реагирующее с человеческим белком, для применения в Вестерн1 блоттинге и ИФА. Серин-рацемаза превращает L-серин в D-серин, коагонист NMDA-рецепторов; имеет значение в неврологии и исследованиях шизофрении.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb против серин-рацемазы
Алиас	ILV1, ISO1, Серин-рацемаза
Вид	Человек
GeneID (Человек)	63826
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-100 человеческой серин-рацемазы (NP_068766.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн1 блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9GZT4
Молекулярная масса белка	37 кДа
Доставка	В пакете со льдом