

## Анти-Сериновая Рацемаза (Srr) Кроличья Поликлональная Антитела Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Gzt4

Артикул: CM0025463



### введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческой сериновой рацемазы (SRR) для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагируют с человеческим, мышинным, крысиным белком. Молекулярная масса: 37 кДа. Идеально для исследований синтеза D-серина и NMDA-рецепторов.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                          |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | SRR Кроличьи пАт                                                                                                                  |
| Примечания/Альтернативные названия | ILV1; ISO1; SRR                                                                                                                   |
| Вид                                | Человек                                                                                                                           |
| GeneID (Человек)                   | 63826                                                                                                                             |
| GeneID                             | 63826                                                                                                                             |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-340 человеческой SRR (NP_068766.1) |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                            |
| Категория                          | Поликлональные антитела                                                                                                           |
| Применение                         | Вестерн-блоттинг, ИФА                                                                                                             |
| Перекрестная реактивность          | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                              |
| SWISS                              | Q9GZT4                                                                                                                            |
| Молекулярная масса белка           | 37 кДа                                                                                                                            |
| Условия доставки                   | В пакете со льдом                                                                                                                 |