

Поликлональное Антитело К Серотониновому Транспортеру Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q60857

Артикул: CM0030214

введение

Это кроличье поликлональное антитело нацелено на N-концевую область серотонинового транспортера мыши (SERT/Slc6a4). Валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФА; перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Идеально для исследований серотониновой сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к серотониновому транспортеру
Примечания/Альтернативные названия	Htt; Sert; 5-HTT
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	6532
GeneID	15567
Иммуноген	Рекомбинантный белок (Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-85 серотонинового транспортера мыши (NP_034614.2))
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия в парафиновых срезах (IHC-P), Иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q60857
Молекулярная масса белка	70 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом