

Анти-Serpina10 Кроличьи Поликлональные Антитела Для Вестерн-Блоттинга, Игх (IHC-P), Ифа - Q9Uk55

Артикул: CM0026829



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против SERPINA10, валидированные для Вестерн-блоттинга, ИГХ (IHC-P) и ИФА. Распознают человеческий, мышинный и крысиный SERPINA10 (ингибитор протеиназ, зависимый от белка Z), ключевой для исследований свертывания крови.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SERPINA10 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	PZI; ZPI; SERPINA10
Вид	Человек
GeneID (человек)	51156
GeneID	51156
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UK55
Молекулярная масса белка	51кДа
Доставка	В ледяном пакете