

Кроличье Поликлональное Антитело Против Serpina6 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P08185

Артикул: CM0028376



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого SERPINA6 (кортикостероид-связывающий глобулин/транскортин), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Идеально для исследования транспорта глюкокортикоидов и биологии стероидных гормонов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против SERPINA6
Примечания/Синонимы	CBG; SERPINA6
Вид	Человек
ID гена (Человек)	866
ID гена	866
Иммуноген	Рекомбинантный белок; Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 136-405 человеческого SERPINA6 (NP_001747.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P08185
Молекулярная масса белка	45 кДа
Доставка	В термосумке со льдом