

Кроличья Поликлональная Антитела Против Serpinb1 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - P30740

Артикул: CM0029909



введение

Кроличьи поликлональные антитела против SERPINB1 для детекции ингибитора эластазы лейкоцитов в Вестерн-блоттинге, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА. Перекрестно реагируют с человеком, мышью, крысой. Поддерживают исследования врожденного иммунитета и ингибирования протеаз.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи pAb против SERPINB1
Примечания/Альтернативные названия	E1; LE1; PI2; MNE1; PI-2; HEL57; M/NE1; ELANH2; HEL-S-27; SERPINB1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1992
GeneID	1992
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 100-379 человеческого SERPINB1 (NP_109591.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P30740
Молекулярная масса белка	43 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом