

Поликлональные Антитела Против Serpinb13 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Ицх (If/Icc), Ифа (Elisa) - Q9Uiv8

Артикул: CM0017244

введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против SERPINB13 (Hurpin/Headpin). Валидированы для WB, IF/ICC, ELISA; реагируют с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Предполагаемая молекулярная масса 44 кДа. Идеально подходят для исследований биологии кожи и дифференцировки кератиноцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SERPINB13 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	HUR7; PI13; headpin; HSHUR7SEQ; SERPINB13
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5275
GeneID	5275
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-140 человеческого SERPINB13 (NP_036529.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UIV8
Молекулярная масса белка	44kDa
Доставка	В ледяном пакете