

Кроличье Поликлональное Антитело Против Serpinb2/Pai-2 Для Вестерн-Блоттинга И Elisa - P05120

Артикул: CM0020520



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого SERPINB2 (PAI-2) для Вестерн-блоттинга (WB) и ELISA. Этот реагент поддерживает исследования в области ингибирования активатора плазминогена урокиназного типа, функции серпинов и связанных с ними применений в IVD.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SERPINB2 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	PAI; PAI2; PAI-2; PLANH2; HsT1201; SERPINB2
Вид	Человек
Идентификатор гена (Человек)	5055
Идентификатор гена	5055
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-415 человеческого SERPINB2 (NP_002566.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P05120
Молекулярная масса белка	47 кДа
Доставка	В пакете со льдом