

Поликлональные Антитела К Anti-Serpinb6 Для Wb, Elisa - P35237

Артикул: CM0029239

введение

Кроличьи поликлональные антитела к SERPINB6, валидированные для WB и ELISA, реагирующие с человеческими, мышиными и крысиными белками. Идеально подходят для изучения ингибирования сериновых протеаз, потери слуха и регуляции цитоплазматических белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SERPINB6 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	CAP; PI6; PTI; PI-6; SPI3; DFNB91; MSTP057; SERPINB6
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5269
GeneID	5269
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 180-300 человеческого SERPINB6 (NP_004559.4).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P35237
Молекулярный вес белка	43кДа
Доставка	Сумка со льдом