

Кроличье Моноклональное Антитело Против Serpinc1 Для Вестерн-Блоттинга, Игх (Ihc-P), Ифа - P01008

Артикул: CM0003863



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело, специфичное к человеческому SERPINC1 (Антитромбин-III). Валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ (ИHC-P) и ИФА; перекрестная реакция с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Идеально подходит для исследований свертывания крови.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SERPINC1 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	AT3, AT3D, ATIII, THPN7, ATIII-R2, ATIII-T1, ATIII-T2, SERPINC1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	462
ID гена	462
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого SERPINC1 (P01008).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P01008
Молекулярный вес белка	58кДа
Доставка	В ледяном пакете