


Поликлональные Антитела К Serpine2 Для Wb, Elisa - P07093

Артикул: CM0016119



введение

Кроличы поликлональные антитела к SERPINE2 (глиальный нексин/протеазный нексин 1), валидированные для WB и ELISA с перекрестной реактивностью к мыши и крысе. Swiss P07093.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SERPINE2 кроличьи поликлональные антитела (pAb)
Примечания/Синонимы	GDN; PI7; PN1; PNI; PI-7; PN-1; GDNPF; SERPINE2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5270
GeneID	5270
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P07093
Молекулярная масса белка	44 кДа
Условия транспортировки	Ледяной пакет