


Кроличья Поликлональная Антитело Anti-Serpine2 Для Wb, Elisa - P07093

Артикул: CM0027906



введение

Кроличья поликлональная антитело, распознающая человеческий SERPINE2 (глиальный нексин, PN-1). Валидирована для WB и ELISA; перекрестно реагирует с мышинным белком. Идеально подходит для исследований ингибирования сериновых протеаз и нейрогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SERPINE2 кроличья поликлональная антитело
Примечания/Псевдонимы	GDN; PI7; PN1; PNI; PI-7; PN-1; GDNPF; SERPINE2
Вид	Человек
GeneID (человек)	5270
GeneID	5270
Иммуноген	Рекомбинантный сливаемый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-398 человеческого SERPINE2 (NP_006207.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P07093
Молекулярная масса белка	44 кДа
Доставка	Айс-пакет