

Кроличья Поликлональная Антитело Против Serpinf2 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P08697

Артикул: CM0013045

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против SERPINF2 (альфа-2-антиплазмин). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестная реакция с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Идеально подходит для исследований фибринолиза и серпинов. - P08697

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SERPINF2 кроличья пАт
Примечания/Псевдоним	AAP, API, PLI, A2AP, alpha2AP, ALPHA-2-PI, SERPINF2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5345
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 302-491 человеческого SERPINF2 (NP_001159392.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P08697
Молекулярный вес белка	55кДа
Доставка	Сумка-холодозащитный элемент