

Кроличья Моноклональная Антитело К Serping1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P05155

Артикул: CM0002798



введение

Кроличья моноклональная антитело против человеческого SERPING1 (ингибитор протеазы плазмы C1), валидированная для Вестерн-блоттинга и ИФА с перекрестной реактивностью к мышам и крысам. Идеально подходит для исследований пути комплемента.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SERPING1 кроличья моноклональная антитело
Примечания/Альясы	C1IN; C1NH; HAE1; HAE2; C1INH; SERPING1
Вид	Человек
ID гена (человек)	710
ID гена	710
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 150-250 человеческого SERPING1 (P05155).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P05155
Молекулярная масса белка	55кДа
Доставка	Холодильный пакет