


Поликлональное Антитело Кролика Против Serping1 Для Wb, If/Icc, Elisa — P05155

Артикул: CM0019930



введение

Поликлональное антитело кролика против SERPING1, валидированное для применений WB, IF/ICC и ELISA. Перекрёстно реагирует с SERPING1 человека, мыши и крысы. Подходит для исследований системы комплемента, коагуляции и образования кининов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SERPING1 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	C1IN; C1NH; HAE1; HAE2; C1INH; SERPING1
Вид	Человек
GeneID (человек)	710
GeneID	710
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 201-500 SERPING1 человека (NP_001027466.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P05155
Молекулярная масса белка	55 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом