


Поликлональное Антитело Кролика Против Serping1 Для Wb, If/Icc, Elisa - P05155

Артикул: CM0016494



введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на человеческий SERPING1 (ингибитор C1). Валидировано для WB, IF/ICC, ELISA с перекрёстной реактивностью с мышинным и крысиным белками. Идеально подходит для исследований системы комплемента, свёртывания крови и кининовой системы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SERPING1 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	C1IN, C1NH, HAE1, HAE2, C1INH, SERPING1
Вид	Человек
GeneID	710
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 23-500 человеческого SERPING1 (NP_000053.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P05155
Молекулярная масса белка	55 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом