

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Serpini1 Для Wb, IHC-P, Elisa — Q99574

Артикул: CM0013327



введение

Поликлональное кроличье антитело против человеческого SERPINI1/нейросерпина, подходящее для WB, IHC-P и ELISA. Обладает перекрёстной реактивностью с мышью и крысой. Идеально подходит для изучения синаптической пластичности, нейродегенерации и ингибирования протеаз в тканях головного мозга.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	SERPINI1 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	PI12; HNS-S1; HNS-S2; нейросерпин; SERPINI1
Вид	Человек
GeneID (человек)	5274
GeneID	5274
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 181–410 человеческого SERPINI1 (NP_005016.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь, крыса
SWISS	Q99574
Молекулярная масса белка	46 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом