

Кроличья Поликлональная Антитела Против Serpini2 Для Вестерн-Блоттинга, If-P, Elisa - O75830

Артикул: CM0013626

введение

Кроличьи поликлональные антитела SERPINI2, валидированные для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции (IF-P) и ELISA. Обнаруживают человеческий SERPINI2 и показывают перекрестную реактивность с мышиным и крысиным белком, поддерживая исследования ингибиторов протеаз и поджелудочной железы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи rAb против SERPINI2
Примечания/Альтернативные названия	MEPI; PI14; PANCPI; TSA2004; SERPINI2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5276
GeneID	5276
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 56-405 человеческого SERPINI2 (NP_006208.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция на парафиновых срезах (IF-P), ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	O75830
Молекулярная масса белка	46 кДа
Доставка	В пакете со льдом