


Поликлональное Антитело К Активатору Ser/Thr-Pp2A (Ptpa) Для Wb, If/Icc, Elisa — Q15257

Артикул: CM0022584



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого РТРА/PPP2R4, валидированное для вестерн-блоттинга, IF/ICC и ELISA. Реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения регуляции PP2A, апоптоза и механизмов нейродегенеративных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к активатору Ser/thr-PP2A (PTPA)
Примечания/синонимы	PP2A; PR53; PPP2R4; активатор Ser/thr-PP2A (PTPA)
Вид	Человек
GeneID (человек)	5524
GeneID	5524
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-323 человеческого активатора Ser/thr-PP2A (PTPA) (NP_821067.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q15257
Молекулярная масса белка	41 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом