


Кроличья Поликлональная Антитела Против Sesn2 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P58004

Артикул: CM0016378



введение

Кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий SESN2 (Сестрин-2/Н195), валидированы для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагируют с мышинным белком. Идеально подходят для исследований сигнального пути mTOR и окислительного стресса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи pAb против SESN2
Примечания/Альтернативные названия	Н195; SES2; SEST2; SESN2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	83667
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P58004
Молекулярная масса белка	54 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом