

Поликлональные Антитела Против Sesn3 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P58005

Артикул: CM0025170

введение

Кроличьи поликлональные антитела против SESN3, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживают человеческий белок SESN3 (57 кДа), сенсор лейцина и защитник от окислительного стресса. Идеально подходит для исследований метаболизма и стресса. - P58005

[Узнать больше](#)

Характеристика	Детали
Название продукта	Поликлональные кроличьи антитела к SESN3
Примечания/аллиасы	SEST3; SESN3
Вид организма	Человек
ID гена (человек)	143686
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-310 человеческого SESN3 (NP_653266.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P58005
Молекулярная масса белка	57 кДа
Доставка	С холодоэлементом