

Антитело Кролика Моноклональное Против Sestrin 1 (Pa26/Sest1) Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y6P5

Артикул: CM0002237

введение

Моноклональное антитело кролика против человеческого Sestrin 1 (PA26/SEST1), валидированное для WB, IHC-P и ELISA. Перекрестная реакция с мышью. Идеально подходит для изучения сигнального пути TORC1, окислительного стресса и метаболической регуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	sestrin 1 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	PA26; SEST1; sestrin 1
Вид	Человек
ID гена	27244
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 100-200 человеческого sestrin 1 (Q9Y6P5).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9Y6P5
Молекулярный вес белка	57кДа
Доставка	Сумка со льдом