


Мышиное Моноклональное Антитело Кролика К Sestrin 2 Для Wb, Elisa — P58004

Артикул: CM0007304



введение

Моноклональное антитело кролика к Sestrin 2, валидированное для WB и ELISA, с перекрёстной реактивностью с SESN2 человека, мыши и крысы. Этот индуцируемый стрессом метаболический регулятор служит сенсором лейцина и модулирует mTORC1; подходит для исследований окислительного стресса и передачи сигналов питательных веществ.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Мышиное моноклональное антитело кролика к Sestrin 2
Примечания/псевдонимы	HI95; SES2; SEST2; Sestrin 2
Вид	Человек
GeneID (человек)	83667
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий аминокислоты 300-400 Sestrin 2 человека (NP_113647.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P58004
Молекулярная масса белка	54 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом