


Поликлональное Антитело Anti-Set1A Для Wb, Elisa — O15047

Артикул: CM0022164



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого SET1A (O15047), валидированное для WB и ELISA; перекрёстно реагирует с человеческим и мышинным белками. Идеально подходит для исследований ремоделирования хроматина и метилирования гистонов.

[Узнать больше](#)

Основные параметры	Детали
Название продукта	Кроличье pAb SET1A
Примечания/псевдонимы	Set1; EPEDD; KMT2F; Set1A; NEDSID; SET1A
Вид	Человек
GeneID (человек)	9739
GeneID	9739
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий аминокислоты 258–458 человеческого SET1A (O15047)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	O15047
Молекулярная масса белка	186 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом