

Кроличыи Поликлональные Антитела K Setbp1 Для Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y6X0

Артикул: CM0030226

введение

Высокоспецифичные кроличьи поликлональные антитела к SETBP1 для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции и ИФА. Реагируют с белком SETBP1 человека (175 кДа). Предназначены для изучения миелоидных лейкозов и умственной отсталости.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела к SETBP1
Примечания/Синонимы	SEB; MRD29; SETBP1
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	26040
Идентификатор гена	26040
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-242 SETBP1 человека (NP_001123582.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9Y6X0
Молекулярная масса белка	175 кДа
Транспортировка	Ледяной пакет