

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Setd1B Для Wb И Elisa — Q9Ups6

Артикул: CM0019895



введение

Поликлональное кроличье антитело к человеческому SETD1B (KMT2G), подходящее для вестерн-блоттинга (WB) и ELISA. Реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Для исследований хроматиновой биологии и кроветворения.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SETD1B Rabbit pAb
Примечания/синонимы	KMT2G; Set1B; IDDSELD; SETD1B
Вид	Человек
GeneID (человек)	23067
GeneID	23067
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1673–1770 человеческого SETD1B (NP_001340274.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9UPS6
Молекулярная масса белка	213 кДа
Условия доставки	Пакет со льдом