


Поликлональные Антитела Против Setd2 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa — Q9Byw2

Артикул: CM0029520



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против SETD2, валидированные для WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Реагируют с представителями человека, мыши и крысы. Нацелены на гистоновую метилтрансферазу, участвующую в формировании H3K36me3, репарации ДНК и регуляции транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела к SETD2
Примечания/Альтернативные названия	LLS; HYPB; SET2; HIF-1; HIP-1; KMT3A; MRD70; RAPAS; HBP231; HSPC069; p231HBP; SETD2
Вид	Человек
ID гена (человек)	29072
ID гена	29072
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 2475-2564 белка SETD2 человека (NP_054878.5)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9BYW2
Молекулярная масса белка	288 кДа
Доставка	Холодильный пакет