

Поликлональное Антитело Anti-Setd3 Для Wb, Ip, Elisa — Q86Tu7

Артикул: CM0018943



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого SETD3 (hSETD3/C14orf154), валидированное для WB, IP, ELISA. Специфично к актин-гистидин-N-метилтрансферазе, ~67 кДа. Идеально подходит для исследований цитоскелета и метилирования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SETD3 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	hSETD3; C14orf154; SETD3
Вид	Человек
GeneID (человек)	84193
GeneID	84193
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 72-329 человеческого SETD3 (NP_115609.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IP, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q86TU7
Молекулярная масса белка	67 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом