

Антитело Кролика Против Setd5 (Поликлональное) Для Иф/Мцк, Ифа - Q9C0A6

Артикул: CM0014484

введение

Поликлональное антитело кролика против SETD5, валидированное для ИФ/МЦК и ИФА. Обнаруживает человеческий SETD5, гистонметилтрансферазу, участвующую в развитии мозга и регуляции хроматина. Идеально подходит для исследований в области нейроразвития и эпигенетики.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SETD5 кролик p-Ab
Примечания/Псевдоним	MRD23; SETD5A; SETD5
Вид	Человек
ID гена (Человек)	55209
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 520-740 человеческого SETD5 (NP_001073986.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ИФ/МЦК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9C0A6
Молекулярный вес белка	158 кДа
Доставка	Сумка со льдом