

Кроличья Поликлональная Антитела Против Setd5 Для Вестерн-Блоттинга - Q9C0A6

Артикул: CM0026916

введение

Кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий белок SETD5, валидированные для Вестерн1-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC), ELISA, с перекрестной реактивностью к мышинному и крысиному белку. Идеальны для изучения регуляции хроматина в развитии мозга.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SETD5 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	MRD23; SETD5A; SETD5
Вид	Человек
GeneID (Человек)	55209
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1054-1153 человеческого белка SETD5 (NP_001073986.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9C0A6
Молекулярная масса белка	158 кДа
Доставка	В термосумке со льдом