

Поликлональное Антитело Против Setd6 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q8Tbk2

Артикул: CM0027756



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого SETD6, N-лизиновой метилтрансферазы, участвующей в сигналинге NF-κB и самообновлении стволовых клеток. Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА; перекрестно реагирует с белками человека, мыши и крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SETD6 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	SETD6
Вид	Человек
GeneID (Человек)	79918
GeneID	79918
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 301-473 человеческого SETD6 (NP_001153777.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8TBK2
Молекулярная масса белка	53 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом