


Антитело Кролика Против Setdb1 (Поликлональное), Валидированное На Ко, Для Wb, If-P, Elisa - Q15047

Артикул: CM0028862



введение

Поликлональное антитело кролика против гистонметилтрансферазы SETDB1, валидированное на КО. Подходит для WB, IF-P, ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения транскрипционной репрессии, формирования гетерохроматина и эпигенетических механизмов в онкологии и стволовых клетках.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано на КО] SETDB1 кролик pAb
Примечания/Псевдонимы	ESET; KG1T; KMT1E; TDRD21; H3-K9-HMTase4; B1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	9869
GeneID	9869
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-397 человеческого SETDB1 (NP_001230420.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q15047
Молекулярный вес белка	143 кДа
Доставка	Сумка со льдом