

Анти-Setdb2 Поликлональные Кроличьи Антитела Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q96T68

Артикул: CM0029905



введение

Высококачественные поликлональные кроличьи антитела, направленные против человеческого SETDB2 (KMT1F), валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагируют с мышью и крысой, что делает их идеальными для эпигенетических исследований метилирования гистонов и сайленсинга генов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SETDB2 кроличьи пАт
Примечания/Псевдонимы	CLLD8; CLLL8; KMT1F; C13orf4; SETDB2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	83852
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 148-378 человеческого SETDB2 (NP_114121.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q96T68
Молекулярный вес белка	82кДа
Доставка	Сумка со льдом