

Кроличья Поликлональная Антитела К Setmar Для Игх-П И Ифа - Q53H47

Артикул: CM0025396



введение

Кроличья поликлональная антитела против человеческого SETMAR/Metnase для ИГХ-П и ИФА, нацеленная на гистонметилтрансферазу-транспозазу слияния массой 78 кДа, участвующую в репарации ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SETMAR Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	Mar1; METNASE; SETMAR
Вид	Человек
ID гена	6419
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-300 человеческого SETMAR (NP_006506.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q53H47
Молекулярная масса белка	78 кДа
Доставка	Хладоэлемент