


Мышиное Моноклональное Антитело Anti-Set/Taf1 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa — Q01105

Артикул: CM0008353



введение

Мышиное моноклональное антитело, нацеленное на белок SET/TAF1 человека. Валидировано для WB, IHC-P, IF/ICC, IP и ELISA; обладает перекрёстной реактивностью с белками человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований апоптоза, транскрипции и хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Мышиное МАТ к SET/TAF1
Примечания/синонимы	2PP2A; IGAAD; MRD58; TAF-I; I2PP2A; IPP2A2; PHAPII; TAF-IBETA; SET/TAF1
Вид	Человек
GeneID (человек)	6418
GeneID	6418
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 200–290 белка SET/TAF1 человека (Q01105).
Источник	Мышь
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q01105
Молекулярная масса белка	33 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом