


Поликлональное Антитело Кролика Против Sf1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q15637

Артикул: CM0029095



введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого фактора сплайсинга 1 (SF1/BBP/ZFM1), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА с перекрестной реактивностью к мышинному белку. Идеально для исследований сплайсинга мРНК и транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SF1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	BBP; MBBP; ZFM1; ZNF162; D11S636; ZCCHC25; SF1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7536
GeneID	7536
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-280 человеческого SF1 (NP_973727.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q15637
Молекулярная масса белка	68 кДа
Доставка	В охлаждаемом пакете