


Кроличья Поликлональная Антитело Против Sf3A1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q15459

Артикул: CM0028822



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против SF3A1, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Нацелено на субъединицу 1 сплайсинг-фактора 3A, которая необходима для сборки сплайсосомы и сплайсинга пре-мРНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SF3A1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	PRP21; PRPF21; SAP114; SF3A120; SF3A1
Вид	Человек
GeneID (человек)	10291
GeneID	10291
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 715-785 человеческого SF3A1 (Q15459)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q15459
Молекулярный вес белка	89 кДа
Доставка	В ледяном пакете