


Поликлональное Антитело Против Sf3A3 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иммуногистохимии На Парафиновых Срезах (Ihc-P), Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии (If/Icc), Elisa - Q12874

Артикул: CM0028032



введение

Поликлональное антитело против SF3A3, валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Реагирует с SF3A3 человека, мыши, крысы, субъединицей фактора сплайсинга U2 snRNP массой 59 кДа. Подходит для исследований процессинга мРНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SF3A3 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	PRP9; PRPF9; SAP61; SF3a60; SF3A3
Вид	Человек
ID гена (Человек)	10946
ID гена	10946
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 292-501 белка SF3A3 человека (NP_006793.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q12874
Молекулярная масса белка	59 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом