

Моноклональное Антитело Anti-Sf3B1 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O75533

Артикул: CM0011698



введение

Кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого SF3B1, фактора сплайсинга U2 snRNP. Валидировано для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA, с перекрестной реактивностью на мышь и крысу. Подходит для исследований сплайсома и процессинга пре-мРНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SF3B1 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	MDS; PRP10; Hsh155; PRPF10; SAP155; SF3b155; SF3B1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	23451
ID гена	23451
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого SF3B1 (O75533).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O75533
Молекулярный вес белка	146 кДа
Доставка	Сумка со льдом