

Кроличья Поликлональная Антитела Против Sf3B1 Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии, Elisa - 075533

Артикул: CM0023426



введение

Кроличьи поликлональные антитела против SF3B1, валидированные для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии, ELISA; детектируют белок SF3B1 (субъединица 1 фактора сплайсинга 3B, ~146 кДа) человека, мыши, крысы. Идеальны для исследований сплайсосомы и сплайсинга пре-мРНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела против SF3B1 (pAb)
Примечания/Альтернативные названия	MDS; PRP10; Hsh155; PRPF10; SAP155; SF3b155; SF3B1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	23451
GeneID	23451
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-144 человеческого белка SF3B1 (NP_001005526.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	075533
Молекулярная масса белка	146 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом