

Моноклональное Антитело К Sf3B3/Sap130 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15393

Артикул: CM0008427



введение

Кроличье моноклональное антитело к SF3B3/SAP130 человека, валидированное для методов WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA.

Обнаруживает SF3B3 человека, мыши и крысы. Подходит для исследований сплайсинга и сплайсосом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к SF3B3/SAP130
Примечания/Синонимы	RSE1; SAP130; SF3b130; STAF130; SF3B3/SAP130
Вид	Человек
GeneID (Человек)	23450
GeneID	23450
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1101-1217 SF3B3/SAP130 человека (Q15393)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q15393
Молекулярная масса белка	136 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом