


Кроличья Поликлональная Антитела Против Sf3B4 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q15427

Артикул: CM0023810



введение

Кроличья поликлональная антитела против SF3B4, валидированная для Вестерн-блоттинга и ИФА с образцами человека, мыши и крысы. Нацелена на субъединицу 4 сплайсингового фактора 3 для исследований сплайсосомы - Q15427.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SF3B4 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	AFD1; Hsh49; SAP49; SF3b49; SF3B4
Вид	Человек
GeneID (человек)	10262
GeneID	10262
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-200 человеческого SF3B4 (NP_005841.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q15427
Молекулярная масса белка	44 кДа
Доставка	Айс-пакет