

Поликлональные Антитела Против Sf3B6 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Y3B4

Артикул: CM0018042



введение

Поликлональные антитела кролика против SF3B6, валидированные для WB и ИФА, детектируют белок SF3B6 человека и мыши (14 кДа) — основной компонент U2 snRNP, необходимый для сборки сплайциосомы и распознавания точки ветвления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SF3B6 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	P14; Ht006; SAP14; SAP14a; SF3B14; CGI-110; HSPC175; SF3B14a; SF3B6
Вид	Человек
ID гена (человек)	51639
ID гена	51639
Иммуноген	Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-125 белка SF3B6 человека (NP_057131.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q9Y3B4
Молекулярная масса белка	15 кДа
Доставка	Холодовой пакет