


Моноклональное Антитело Против Sfpq Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P23246

Артикул: CM0004430



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против SFPQ, валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Реагирует с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Направлено против фактора сплайсинга, богатого пролином и глутамином, участвующего в сплайсинге пре-мРНК, регуляции транскрипции и репарации ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SFPQ Кроличье мкАт
Примечания/Альтернативные названия	PSF; POMP100; PPP1R140; SFPQ
Вид	Человек
ID гена	6421
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот в области 600-707 человеческого SFPQ (P23246).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P23246
Молекулярная масса белка	76 кДа
Доставка	С ледяным пакетом