


Поликлональное Антитело Против Sfrq Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P23246

Артикул: CM0013886



введение

Кроличье поликлональное антитело к человеческому SFPQ (PSF), валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Молекулярная масса: 76 кДа. Подходит для исследований сплайсинга и транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SFPQ Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	PSF; POMP100; PPP1R140; SFPQ
Вид	Человек
ID гена (человек)	6421
ID гена	6421
Иммуноген	Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность аминокислот 578-707 человеческого SFPQ (NP_005057.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P23246
Молекулярная масса белка	76 кДа
Доставка	Хладоэлемент