

Кроличья Поликлональная Антитела Против Sfrp1 Для Вестерн1 Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q8N474

Артикул: CM0025081

введение

Кроличья поликлональные антитела SFRP1, валидированные для Вестерн блоттинга, ИГХ-П, ИФА на человеке и мыши. Нацелены на секретируемый белок, родственный фриззл-1 (SFRP1), модулятор сигнального пути Wnt, для исследований роста и дифференцировки клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья поликлональные антитела к SFRP1 (pAb)
Примечания/Альтернативные названия	FRP; FRP1; FrzA; FRP-1; SARP2; SFRP1
Вид	Человек
ID гена	6422 (Человек)
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 30-314 человеческого белка SFRP1 (NP_003003.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), Иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS-PROT	Q8N474
Молекулярная масса белка	35 кДа
Условия доставки	В термосумке со льдом