

Поликлональные Антитела Против Sfrp2 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q96Hf1

Артикул: CM0027405

введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому SFRP2, валидированные для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Перекрестно реагируют с мышинным белком; идеально подходят для исследований сигнального пути Wnt и биологии развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SFRP2 Кроличьи поАт
Примечания/псевдонимы	FRP-2; SARP1; SDF-5; SFRP2
Вид	Человек
ID гена	6423
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 25–295 человеческого SFRP2 (NP_003004.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q96HF1
Молекулярная масса белка	33 кДа
Доставка	Холодовой пакет